

HIDRODERMIL®

Loción dermohidratante, antiseborreica y restauradora de la elasticidad del estrato córneo.

Uso en medicina veterinaria
VENTA LIBRE en locales con
asesoramiento profesional veterinario.
Industria Argentina

Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar entre 15° y 30°C.
Uso en Caninos y Felinos.

Fórmula: Cada 100 ml contiene: Urea 10 g. Agentes de formulación c.s.p. 100 mL.

Indicaciones:

- Prevención de la descamación excesiva del estrato córneo, en seborreas secas primarias, idiopáticas y/o secundarias.
- Alérgicas: Atopia de contacto, alimentarias, gonadales
- Ectoparasitarias: demodexia, dermatitis, alérgica por pulgas.
- Nutricionales: carencia de zinc, ácidos grasos
- Infecciosas: bacterianas (hipersensibilidad bacteriana), micóticas.
- Ambientales: baja humedad relativa ambiente
- Autoinmunes: Pénfigo foliáceo, Lupus Eritomatoso Discoideo
- Endócrinas: hipotiroidismo, síndrome de Cushing, diabetes felina, dermatitis miliar felina.
- Otitis seborreicas secas.

Loción hidratante para el tratamiento de procesos de hiperqueratinización localizados (nasodigital, codo y tarso). Loción dermohidratante y restauradora de la elasticidad del estrato córneo. Coadyuvante del tratamiento a base de champúes desengrasantes en la seborrea oleosa.

Se aconseja combinar el tratamiento con Tritohexidin Shampoo.

Vías de administración: Tópica.

Modo de uso: *Con baño previo:* Asperjar con el pelaje húmedo a contrapelo para facilitar el contacto del producto con la piel del paciente. Dejar secar.

Sin baño previo: Asperjar a contrapelo para facilitar el contacto del producto con la piel del paciente.

Dosificación: Cantidad suficiente según tamaño del paciente, por lo menos 3 veces por semana, con un intervalo de 48 hs, o según criterio profesional.

Duración del tratamiento: Hasta la remisión de la patología. En aquellas seborreas recidivantes, aplicar el producto por lo menos dos veces por semana como mantenimiento.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro Toxicológico Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 4962-6666



SENASA Cert. N° 98.264

Elaborado y fraccionado en LabCecil S.R.L. (Est. elab. N°: 8473)

Santa Rosalía 2015, San Andrés, Pcia. Bs. As.

Dir. Técnico: Dr. Luis Jáuregui - Veterinario M.N. N° 6537

Perú: Importado y distribuido por Mederi EIRL Av. Caminos del Inca 1434, Surco, Lima. Reg. Perú N° SENASA F.58.33.1.0005

Bolivia: Importadora Representaciones I.L.P. Calle Fortín Vanguardia N° 718, Cochabamba, Bolivia.

Reg. SENASAG PUV-F N° 002527/08. CR-EMP N° 03-0008/06

República Dominicana: Hosp. Veterinario Arroyo Hondo. Euclides Morillo 76, Santo Domingo - N° de Registro: 6657

Panamá: Soluciones LM S.A. Paseo Las Lomas Casa 118, Panamá - RF-6310-12

Ecuador: Importado y distribuido por FARCOVETSA, Vía Perimetral Km 22, Mz. 34, Sl. 57, Bodega 4, Guayaquil, Ecuador. Reg. Ecuador N° 2AI-14214-AGROCALIDAD. (En Ecuador: venta bajo receta médica).

TRITON
vet

LABORATORIO TRITÓN VET S.R.L.
Lavalle 2063, Gral. San Martín,
Pcia. de Buenos Aires (BI650ATQ)

 / Tritón Vet